

Инструкция по сбору почечных камней на исследование «Камни почечные, анализ» (тесты №1265, №1565ПОК)

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходим образец почечного камня. Контейнер необходимо заранее взять в любом медицинском офисе «ИНВИТРО». Контейнер для сбора биоматериала можно также приобрести в аптеке. Камни размером 0,5-1 мм (песок) исследуются только в тесте №1265.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	Образцы камней после их получения промыть чистой холодной водой (допускается использование питьевой воды) и высушить.
Информация «куда собирать».	Образцы камней поместить в контейнер с крышкой.
Информация «как собирать».	Если камни имеют линейный размер по одному измерению от 0,5 до 1,0 мм, на контейнере маркером или шариковой ручкой написать «Микро» .
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	Не допускать воздействия прямого солнечного света!
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	До отправки биоматериал должен храниться без воздействия прямого солнечного света. Материал должен быть доставлен в медицинский офис в течение шести месяцев с момента элиминации (выведения) из организма.

Действует с 29.01.2018