

Инструкция для врачей-специалистов по сбору материала на исследование «ХМА абортного материала»

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходимо предоставить абортный материал (стерильное, отмытое от материнской крови плодное яйцо или образец ткани плода: ворсины хориона (участки плаценты), образцы кожи, пуповины, легких или конечностей ранних абортусов). Контейнер необходимо заранее приобрести в любом медицинском офисе Инвитро. Контейнер для сбора биоматериала можно также приобрести в аптеке.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	Специальной подготовки не требуется.
Информация «куда собирать».	Стерильный конический контейнер с красной крышкой (см. рис. 1).  Рис. 1
Информация «как собирать».	Взятие абортного материала осуществляет врач-специалист. Порядок подготовки к транспортировке абортного материала 1. Взять стерильный невскрытый флакон с физиологическим раствором и стерильный конический контейнер с красной крышкой. 2. Погрузить плодное яйцо или иной абортный материал в контейнер и залить физиологическим раствором. 3. Материал должен быть полностью погружен в физраствор. 4. Объем материала с физраствором должен занимать не менее 1/2 контейнера. 5. В случае бихориальной двойни материал от двух абортусов разместить в двух разных контейнерах с физраствором. 6. Промаркировать контейнер(-ы) распечатанным штрих-кодом(-ами). Если заказ оформлен не в АРМПС, подписать контейнер вручную.
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	Запрещается использовать спирт, формалин и прочие жидкости, кроме раствора хлорида натрия (физиологический раствор). ВНИМАНИЕ! При аборте на поздних сроках плод целиком не отправлять!
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	Условия хранения До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при температуре +2...+8°C. Условия транспортировки Желательно доставить в охлажденном, но не замороженном виде при температуре +2...+8° С (например, в термосе с кубиком льда или в пакете с хладоэлементами).