

Инструкция по сбору эякулята на исследование «Антиспермальные АТ (в сперме)» (тест №224)

Информация о биоматериале и контейнере.	Для исследования необходима порция эякулята. Контейнер необходимо заранее взять в любом медицинском офисе «ИНВИТРО». Контейнер для сбора биоматериала можно также приобрести в аптеке.
Информация о предварительной подготовке к исследованию.	Специальной подготовки не требуется.
Информация «куда собирать».	Собрать порцию эякулята в стерильный контейнер с крышкой.
Информация «как собирать».	Эякулят получить путем мастурбации. Контейнер для сбора эякулята плотно закрыть крышкой для предотвращения протекания.
Информация о недопустимых условиях, если есть таковые.	Нельзя использовать презерватив для сбора эякулята, поскольку вещества, используемые при производстве презервативов, могут исказить результат.
Информация о том, сколько времени и в каких условиях можно хранить и транспортировать пробу от момента сбора до момента доставки в МО.	До отправки биоматериал должен храниться в холодильнике при +2...+8°C. Материал должен быть доставлен в медицинский офис в день сбора. При невозможности немедленной доставки в МО материал может быть сохранен при +2...+8°C не более 24 часов.

Действует с 29.01.2018